

Solution ophtalmique stérile.

Adjuvant dans le traitement de l'hypertension oculaire chez les patients souffrant de glaucome.

Lire attentivement les instructions concernant les indications, le mode d'emploi, et les avertissements qui sont contenus dans la notice.



PROPRIÉTÉS

- NEURODROP® OMK1 est une solution ophtalmique à 0,2% d'acide hyaluronique avec un poids moléculaire élevé, et de citicoline à 2%. L'acide hyaluronique est obtenu par une synthèse biotechnologique qui permet de produire des solutions mucomimétiques, mucoadhésives, et viscoélastiques. Son utilisation favorise l'amélioration de la stabilité du film lacrymal, permettant ainsi de maintenir la surface oculaire lubrifiée, hydratée et protégée.
- Les solutions à base d'acide hyaluronique favorisent, par ailleurs, un microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire dans les cas où l'épithélium cornéen et conjonctival ont été endommagés.
- Grâce à la présence de citicoline, NEURODROP® OMK1, a une action structurale qui favorise la réparation de l'intégrité des membranes cellulaires endommagées, lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.

COMPOSITION

Acide hyaluronique, citicoline sodique, phosphate de sodium monobasique monohydrate, phosphate de sodium dibasique dodécahydraté, chlorure de sodium, chlorure de benzalkonium, eau ppi.

CONSEIL D'UTILISATION

1 goutte trois fois par jour, selon le besoin.

MENTIONS LÉGALES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Flacon de 10 ml

Code EAN 3401060124113

•

Dispositif médical de classe IIa

Numéro de marquage CE : 0546

Fabricant: Omikron Italia srl